

Dr. Pen M8 – Käyttöohje

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Laitteen osat

- **Virtaliitäntä:** Laitteen perässä oleva latausportti.
 - **Nopeusnäyttö:** Digitaalinen näyttö (tasot 1–6).
 - **Virta- ja nopeuspainike:** Käynnistys, sammutus ja nopeuden säätö.
 - **Säätörengas:** Neulan pituuden säätämiseen (asteikko millimetreissä).
 - **Neulapatruuna:** Vaihdeettava kärkiosa.
-

2. Valmistelu ja käyttö

Käyttöönotto

1. Ota neulapatruuna steriilistä pakkauksesta.
2. Aseta neulapatruuna laitteen kärkeen ja työnnä se pohjaan asti.
3. Lukitse patruuna kääntämällä sitä **vastapäivään**.
4. Patruunan irrotus tapahtuu kääntämällä sitä **myötäpäivään** ja vetämällä ulos.
5. **Käynnistys:** Paina virtapainiketta 2–3 sekuntia käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen.

Neulan pituuden säätö

Säädä neulan pituutta kääntämällä säätörengasta:

- **Myötäpäivään:** Neulan pituus lyhenee.
- **Vastapäivään:** Neulan pituus pitenee.

Nopeuden säätö

Laitteessa on 6 nopeustasoa.

- Nopeus vaihtuu jokaisella virtapainikkeen painalluksella (tasolta 1 tasolle 6).
 - Nopeus näkyy digitaalisessa näytössä.
-

3. Akku ja lataaminen

- **Langaton malli (M8-W):** Voidaan käyttää sisäänrakennetulla akulla tai verkkovirralla.

- **Langallinen malli (M8-C):** Toimii vain verkkovirralla.
 - **Lataustila:** * **Punainen valo:** Akku latautuu.
 - **Vihreä valo:** Akku on ladattu täyteen.
-

4. Tärkeät varoitukset (Precaution)

Älä käytä laitetta, jos sinulla on:

- Aktiivinen ihotauti, herpes tai verenvuotosairaus.
- Yli 38 asteen kuume.
- Kasvojen alueen vammoja tai tulehduksia.
- Laite ei sovellu alle 12-vuotiaille.

Huomioitavaa:

- Älä käännä laitetta ylösalaisin käytön aikana, jotta seerumia tai nestettä ei pääse laitteen sisään.
 - Älä koske virtapistokkeeseen märin käsin.
 - Varmista, että neulapatruunan U-muotoinen lovi on kohdistettu oikein laitteen kärkeen asennuksen yhteydessä.
-

5. Huolto ja takuu

- **Puhdistus:** Pyyhi laitteen pinta kuivalla liinalla virran ollessa katkaistuna.
 - **Säilytys:** Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, korkeasta lämpötilasta ja kosteudesta.
 - **Takuu:** Laitteella on 6 kuukauden takuu aika ostopäivästä lukien. Takuu kattaa valmistusvirheet.
-

6. Pakkauksen sisältö

- Dr. Pen M8 -laite (1 kpl)
- Muuntaja/Laturi (1 kpl)
- Käyttöohje (1 kpl)
- Virtajohto (1 kpl)
- Neulapatruunat (2 kpl)