

Dr. Pen Ultima A6 – Käyttöohje

Ammattitason langaton mikroneulauslaite kotikäyttöön

Dr. Pen Ultima A6 on tehokas ja taloudellinen ihonhoitoväline, joka auttaa saavuttamaan terveemmän ja kauniimman ihon. Laite luo ihoon mikroskooppisia kanavia, mikä stimuloi ihon luonnollista kollageenin ja elastiinin tuotantoa sekä parantaa hoitotuotteiden imeytymistä.

Tekniset tiedot

- **Nopeus:** Jopa 8000 RPM (kierrosta minuutissa)
- **Nopeustasot:** 5 eri tasoa
- **Säädettävä pituus:** 0,0 mm – 2,5 mm (mahdollistaa yksilöllisen hoidon eri ihoalueille)
- **Virta:** Kaksi vaihdettavaa akkua (voidaan käyttää johdolla tai langattomasti)

Käyttökohteet ja hyödyt

Laitteen säännöllinen käyttö parantaa ihon ulkonäköä seuraavissa tapauksissa:

- Akne- ja leikkausarvet sekä raskausarvet
- Hienot juonteet ja rypyt
- Veltostunut iho ja elastisuuden puute
- Hyperpigmentaatio, aurinkovauriot ja maksaläiskät
- Ihon epätasainen sävy ja rakenne (kirkastaa ja tasoittaa)
- Hiustenlähtö ja pälvikalju

Käyttöohjeet

1. Valmistelu ja sterilointi

Tärkeää: Neulapatruunat on steriloitava ennen jokaista käyttöä hygienian varmistamiseksi.

1. Käytä suojakäsineitä välttääksesi kontaminaatiota.
2. Tarkista, että neulat ovat suoria ja ehjiä.
3. Upota patruunan neulapää puhtaaseen astiaan, jossa on vähintään 70-prosenttista isopropyylialkoholia. Anna liota muutama minuutti. (Vaihtoehtoisesti voit suihkuttaa alkoholia suoraan neulapäähän).
4. Anna patruunan kuivua täysin ennen käyttöä.

2. Ihon valmistelu

- Pese ja kuivaa iho huolellisesti. Varmista, ettei iholla ole meikkiä, likaa tai voiteita.
- Suosittelemme tekemään pienen testin huomaamattomalle ihoalueelle ennen varsinaista käsittelyä.

3. Laitteen käyttö

- Aseta steriloitu patruuna laitteeseen ja säädä haluamasi neulan pituus.
- Liikuta laitetta iholla pienin pyörivin liikkein tai ristiin (vaaka- ja pystysuunnassa). Käy jokainen alue läpi 2–4 kertaa.
- Puhdista ja kosteuta iho hoidon jälkeen ärsyttämättömällä kosteusvoiteella tai korjaavalla seerumilla.

Tärkeät turvallisuustiedot

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA:

- Avoimiin haavoihin, aktiiviseen akneen tai ärtyneelle iholle.
- Jos ihosi ärsyyntyy voimakkaasti, lopeta käyttö välittömästi.

Huomioitavaa:

- Neulapatruunat ovat kertakäyttöisiä. Vaihda uusi patruuna jokaisen hoitokerran jälkeen.
- Keskustele lääkärin tai ihotautilääkärin kanssa ennen käyttöä, jos olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta ihollesi.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan tai parantamaan sairauksia.

Pakkauksen sisältö

- 1x Dr. Pen A6 -laite
- 2x Litium-ioni-akkua
- 2x 12-neulaista patruunaa
- 1x Lataussovitin & USB-kaapeli
- 1x Käyttöopas
- 1x Säilytyskotelo