

Kaulan ja kasvojen ihonhoitolaite (Malli HY38)

Tämä ergonomisesti muotoiltu laite on suunniteltu kaulan ja kasvojen ihonhoitoon. Se hyödyntää LED-valoterapiaa, värinää, lämpöä ja EMS-mikrovirtaa ihon kunnon ylläpitämiseksi.

Pakkauksen sisältö

- Ihonhoitolaite
- USB-latauskaapeli
- Käyttöohje

Ennen käyttöä

1. **Lataaminen:** Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 - Kytke USB-kaapeli laitteen latausporttiin.
 - Latauksen aikana akun merkkivalo vilkkuu.
 - Kun akku on täynnä, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
 - Täysi lataus kestää noin 3 tuntia.
2. **Ihon valmistelu:** Puhdista kaulan ja kasvojen iho huolellisesti. Levitä iholle sopivaa hoitovoidetta tai seerumia ennen laitteen käyttöä, jotta laite liukuu iholla pehmeästi.

Painikkeet ja toiminnot

Laitteessa on kaksi painiketta ja näyttö:

1. **Virtapainike (ylempi painike / Switch button):**
 - **Pitkä painallus:** Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
 - **Lyhyt painallus:** Vaihtaa toimintatilaa (Moodi 1, 2 tai 3).
2. **Tehopainike (alempi painike / Gear key):**
 - **Lyhyt painallus:** Vaihtaa värinän/tehon voimakkuutta (3 eri tasoa).

Toimintatilat (Valoterapia)

Laitteessa on kolme eri tilaa, jotka on merkitty eri värisillä valoilla:

- **Sininen valo (Moodi 1):** Ihon rauhoittaminen ja ihohuokosten supistaminen. Sopii erityisesti rasvoittuvalle tai herkälle iholle.
- **Punainen valo (Moodi 2):** Ihon elävöittäminen ja verenkierron vilkastuttaminen. Laitteen lämpötoiminto aktivoituu (n. 45°C). Auttaa tasoittamaan ihoa.

- **Violetti valo (Moodi 3):** Ihon tasapainottaminen ja EMS-mikrovirta. Auttaa tehostamaan aineenvaihduntaa ja rauhoittamaan ihoa.

Käyttöohjeet

1. Puhdista iho ja levitä hoitotuote.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään.
3. Valitse haluamasi valotila painamalla virtapainiketta lyhyesti.
4. Valitse haluamasi voimakkuus painamalla tehopainiketta lyhyesti.
5. Aseta laitteen hoitopää iholle. Liikuta laitetta hitaasti ja kevyesti alhaalta ylöspäin suuntautuvien liikkein (esim. solisluulta kohti leukaa).
 - Laitteen "delfiininpyrstö"-muotoilu myötäilee kaulan muotoja.
6. Käsittele kutakin aluetta tarpeen mukaan. Suositeltu käyttöaika on 5–10 minuuttia aamuin ja illoin.
7. Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta pitkään.

Huolto ja puhdistus

- Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla tai nihkeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
- **Älä pese laitetta vedellä** tai upota sitä veteen. Laite ei ole vesitiivis.
- Älä käytä puhdistukseen alkoholia tai voimakkaita pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.
- Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa se täyteen vähintään 3 kuukauden välein akun kunnon ylläpitämiseksi.

Turvallisuusohjeet

- **Varoitus:** Älä käytä laitetta, jos sinulla on sydämentahdistin, muita istutettuja lääkinnällisiä laitteita, sydänsairaus tai akuutteja ihovaurioita (haavoja, ihottumaa, palovammoja).
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa suihkun aikana.
- Laitetta ei suositella lapsille.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos tunnet kipua tai epämukavuutta.
- Akneiholla laitetta tulee käyttää varoen.